

introduzione alle correnti quantiche

Per capire la biologia umana a fondo la biochimica non basta più.

Le medicine complementari concepiscono l'uomo come un insieme di fenomeni non solo biochimici ma anche fisici, nei quali entrano concetti come elettromagnetismo, frequenze, risonanze etc.

Anche nella medicina classica si usa già la fisica: ad esempio nella risonanza magnetica che funziona in base al principio di risonanza applicato agli atomi di idrogeno che compongono i tessuti e che pochi, al di là dei fisici, sanno cosa sia.

Volendo vedere l'organismo come un complesso di frequenze elettromagnetiche, fenomeni di risonanza e quant'altro bisogna scendere ad energie estremamente più deboli.

Si passa dal mondo dei fenomeni macroscopici a quello dell'infinitamente piccolo. La fisica che si occupa dell'infinitamente piccolo è detta quantistica, per questo le correnti utilizzate nel dispositivo LipoQuantic sono definite "correnti quantiche".

corrente quantica

La "corrente quantica" è intesa come flusso di micro correnti calibrate e polarizzate che alterano la struttura dei segnali elettromagnetici preesistenti nei tessuti; interagisce sul corpo che ha una massa, attraverso una piccolissima quantità di energia utilizzando il principio per cui materia ed energia sono indissolubilmente legate tra loro e trasformabili l'una nell'altra.

LipoQuantic

LipoQuantic è un generatore di Corrente Quantica e agisce attivando il sistema simpatico e parasimpatico creando un aumento delle catecolamine (noradrenalina) e un'attivazione dei recettori Beta 3 sugli adipociti, tramite questo innesco inizia la **lipolisi**, in altre parole, i trigliceridi si scompongono in glicerolo e tre acidi grassi. Gli acidi grassi escono dall'adipocita e tramite le arteriole sono trasferite sia alle miofibrille (cellule che formano i muscoli) e trasformate in ATP (energia vitale) che al fegato, sotto forma di lipoproteine dove l'acetil-CoA le converte in ATP (energia vitale) Lipoquantic è anche azione BIOFISICA tramite la luce gialla (590nm) che ha la proprietà di essere drenante e detossinante, essa viene assorbita dai fluidi del corpo e ne aumenta la loro circolazione (sistema linfatico).

Questa metodica non ha nessun effetto collaterale e chiunque può ricevere il trattamento in qualsiasi zona.



LipoQuantic non pone nessun limite alla socializzazione, con possibilità di trattare un elevato numero di clienti.



trattamento di 10 sedute

prima

dopo



effetti estetici

Riduzione dei pannicoli adiposi con conseguente miglioramento della elasticità e texture cutanea

effetti quantistici

Aumento della noradrenalina
Aumento della capacità elettromagnetica dei tessuti
Aumento degli scambi cellulari

effetti biofisici

Drenante
Detossinante

i trattamenti

Rimodellamento
Adiposità localizzate
Inestetismi della cellulite

manipolo

Il materiale usato per trasferire le "correnti quantiche" è l'oro.

L'oro è un minerale nobile conosciuto per le sue capacità di conducibilità elettrica e per essere sempre stato associato all'alchimia. Nelle nostre prove si è rilevato fondamentale utilizzarlo, per ottenere questa nuovissima forma di energia. Completa il manipolo i tre emettitori gialli che consentono un'azione biofisica.



Specifiche tecniche

ALIMENTAZIONE	230 VAC 50HZ
POTENZA MEDIA ASSORBITA	40W
TIPOLOGIA EMISSIONE SONDA	CORRENTE QUANTICA + LED
LUNGHEZZA D'ONDA	590 nm +/-15%
TIPOLOGIA/FREQUENZA LUCE EMESSA	VISIBILE GIALLO/PULSATA
GESTIONE MICROPROCESSORATA	PROPRIETARIA
DIMENSIONI MASSIME	50 X 40 X 20
USCITE	
INTERFACCIA UTENTE	TOUCH SCREEN RESISTIVO 4 WIRES
INTERFACCIA VISIVA	DISPLAY GRAFICO 240 X 128
PESO	KG. 10

metti in forma

le tue forme...

made in italy



martinbeauty
instruments and cosmetics

Via Boccaccio, 52 - 25080 Molinetto di Mazzano - Brescia - Italy
tel. +39 030 8360053 fax +39 030 8360058
info@martin-beauty.com
www.martin-beauty.com

